

NasoGEL sprej NeilMed

zvlhčuje a zklidňuje suchý nos

Před použitím přípravku si pozorně přečtěte přiloženou příbalovou informaci. NasoGEL umožňuje zvlhčení a zklidnění suchých nosních průchodů. Zdravotnický prostředek.

Suchost může být způsobena

- vnitřním vytápěním
- klimatizací
- cestou v letadle
- vysokou nadmořskou výškou
- používáním kyslíku

Doporučuje se používat i při post radiační terapii a po operaci dutin. Suchost nosní sliznice může vést až ke krvácení z nosu, změnám vnímání vůní a chuti, bolestem hlavy, infekcím nosu a celkovému pocitu nepohodlí. NasoGEL sprej je velmi snadné používat, jelikož obsahuje praktický rozprašovač gelu.

Návod na použití NasoGEL sprej NeilMed

1. sundejte víčko z rozprašovače
2. odstraňte modrou bezpečnostní sponu
 - a) zmáčkněte pumpičku dvěma prsty a držte ji v dolní pozici po dobu 4 sekund
 - b) povolte pumpičku
 - c) zopakujte kroky a) a b) 4x až 5x, dokud nevystříkne gel
3. **DŮLEŽITÉ:** musíte zmáčknout a držet pumpičku v dolní pozici po celé 4 vteřiny, protože jen tak bude mít pumpička tu správnou výkonnost!
4. po naplnění pumpičky je Gel připraven k rozprašování
5. aplikujte 2 - 4 dávky NasoGEL spreje do každé nosní dírky každých 4 - 6 hodin (v případě přetrvávající suchosti můžete aplikovat gel častěji, nebo navštívit svého lékaře)
6. umístěte zpět víčko i bezpečnostní sponu abyste zamezili vysychání přípravku (pumpička zůstane připravena k užití několik dnů, jakmile však dojde ke ztrátě tlaku, je znovu třeba ji připravit k dalšímu užití viz 3. krok)

Obsah balení

- 1x lahev 30 ml - Hyaluronát sodný, aloe vera, alantoin, chlorid sodný, hydrogenuhličitán sodný, glycerin, propylen-glykol, USP tř. čištěná voda, Benzalkonium chlorid je přidán jako konzervační látka.

Varování

Chraňte před dětmi. Skladujte na suchém, studeném místě, chraňte před zmraznutím. Používejte tak, jak je doporučeno výše. Nepoužívejte při pocitu suchosti v ústech. Nepoužívejte, pokud byl obal při koupi porušen. Nepoužívejte přípravek, pokud jste alergičtí na některou látku obsaženou v přípravku (viz obsah).

Distributor pro ČR: ASCOMED s. r. o., Pod Cihelnou 664/6, 161 00 Praha 6, Česká republika, Tel.: +420 233 313 578, www.ascomed.cz, www.opagroup.cz

Výrobce: NeilMed® PHARMACEUTICALS, INC. 601 AVIATION BLVD, Santa Rosa, CA 95403 USA

EC

REP

MDSS GmbH, Schiffgraben 41 30175, Hannover, Germany

